


105-1

問題文

以下のガラス器具のうち、溶質を溶媒に溶かして正確に一定の液量の溶液を調製するために用いられるのはどれか。1つ選べ。



解答

2

解説

選択肢 1 はホールピペットです。

「溶質を溶媒に溶かして」調製するために用いられる器具ではありません。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 はメスフラスコです。

妥当な記述です。

選択肢 3 ～ 5 ですが

それぞれメスシリンダー、有栓メスシリンダー、メートグラスです。正確な秤量用ではありません。

以上より、正解は 2 です。